



## Refrigeratore a ricircolo F-325 Il partner ideale per il Rotavapor® R-220 Pro

Rendi indipendente il tuo R-220 Pro dalle linee di alimentazione. Il refrigeratore, il Rotavapor® R-220 e la pompa da vuoto V-600 possono essere alloggiati su un unico carrello, formando una singola unità compatta.

### Integrato

Tutto in uno: refrigeratore, Rotavapor® e pompa, installati insieme su un unico carrello



**Prestazioni elevate**  
Dispositivo di raffreddamento molto potente ed efficace



### Ecologico

Permette di risparmiare acqua e di ridurre al minimo le emissioni e il consumo energetico

## F-325: Ecco i vantaggi più importanti



### Integrato

- Dispositivo di raffreddamento salva-spazio per il Rotavapor® R-220 Pro, con tutte le unità su un singolo carrello
- Il comando centralizzato semplifica e ottimizza la gestione dei dispositivi
- Uso facile ed efficace attraverso il Rotavapor® R-220 Pro



### Prestazioni elevate

- Capacità di raffreddamento estremamente elevata, particolarmente adeguata per un evaporatore industriale o fino a 3 evaporatori da laboratorio
- Fornisce un ampio intervallo di raffreddamento
- Ideale quando sono necessarie temperature di raffreddamento molto basse



### Ecologico

- Ecosostenibile perché non consuma acqua; il refrigeratore raffredda anche il post-condensatore della pompa
- Riduzione delle emissioni di solventi durante la distillazione
- In modalità stand-by è silenzioso e non emette calore
- Riduce il consumo energetico grazie al raffreddamento ottimizzato del processo

## Completate la gamma dei vostri prodotti



Rotavapor®  
R-220 Pro

Le migliori prestazioni  
in produzione



Pompa da Vuoto  
V-600

La fonte di vuoto  
più economica e  
silenziosa



Lab size  
systems

Soluzioni complete per  
la distillazione



Refrigeratore a Ricircolo  
F-305 / F-308 / F-314

Per raffreddare in  
modo efficiente  
risparmiando acqua

