




Use seu tempo no laboratório para trabalhos realmente importantes!

Reduza sua carga de trabalho e lucre com a solução de ácido bórico pronta para usar da BUCHI para determinações Kjeldahl



Economize tempo



Otimize o processo



Maior segurança



Ahorre tiempo utilizando la solución ajustada de ácido bórico de BUCHI ¡Evítese el laborioso proceso de preparación!



Pesar



Remover



Añadir el indicador



Ajustar el pH




¡Simplemente abrir y empezar!



Proceso

Reduzca las posibilidades de error optimizando el proceso de titración potenciométrica y colométrica

- Concentración recomendada de ácido bórico
- Ajustada al pH 4,65 +/- 0,15
- Volumen correcto del indicador
- Se presenta en recipientes opacos



Consejos e ideas:

Control visual gracias al cambio de color del indicador, para un proceso y comprobaciones rápidas más seguras.



Seguridad y control

Elija la solución de ácido bórico más adecuada



Volumen: 5 L

Paso 1

Minimice la cantidad de ácido bórico cristalino en su laboratorio al elegir la concentración adecuada de ácido bórico

Paso 2

Seleccione el indicador que desee para la titración colométrica y el control visual del proceso

Solución con 4 % de ácido bórico con pH ajustado, para contenidos de $\geq 6,75$ mg N / muestra o $> 0,04$ g proteínas / muestra

Solución con 2 % de ácido bórico con pH ajustado, para contenidos de $< 6,75$ mg N / muestra o $< 0,04$ g proteínas / muestra

Indicador Sher

Indicador verde de bromocresol / rojo de metilo (AOAC 2001.11)

Indicador Sher



Número de pedido:

11064973

11064976

11064972

Lucre agora!



1 galão, 5 L



4 galões, 5 L



8 galões, 5 L

4% de ácido bórico + Indicador Sher

[11064973](#)

[11067887](#)

[11067890](#)

4% de ácido bórico + indicador verde de bromocresol / vermelho de metila

[11064976](#)

[11067888](#)

[11067891](#)

2% de ácido bórico + Indicador Sher

[11064972](#)

[11067889](#)

[11067892](#)

*Desconto

--

4%

8%



www.buchi.com/promotion-boric-acid-solution

* O desconto se aplica a todos os pedidos até 30.06.2019

11595545A pt-b 1807 / Dados técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio/Sistemas de Qualidade ISO 9001. A versão em inglês é a versão no idioma original e serve de base para todas as traduções para outros idiomas.

