





Logiciel Lyovapor™ Lyophilisation avec Infinite-Control™


Logiciel Lyovapor™ Lyophilisez avec l'Infinite-Control™ Le logiciel Lyovapor™ permet l'Infinite-Control™ pour les instruments Lyovapor™ L-200 et L-300. Désormais vous pouvez lyophiliser vos échantillons rapidement et mettre en place des méthodes pré-définies. De plus, le suivi en temps réel ainsi que des rapports personnalisés sont disponibles.

Infinite-Control™

Le contrôle des données à tout instant



Facilité d'utilisation
Programmation de méthode
graphique



Sûr

État de protection des échantillons






Lyovapor™ Software

Caractéristiques et avantages

Barre d'état
Données de processus en temps réel




Navigation
Facilité
d'utilisation

Notification Push
Toute les informations
disponibles via l'application



Courbes des états
Schéma et diagramme du
processus en temps réel



État de protection des
échantillons
Définition de la plage de
sécurité des températures
et pressions

Éditeur de méthode
graphique
Programmation de
méthode en format
graphique ou tableau


Rapports
Individuellement paramétrés

Caractéristiques :



Quick-Design

La programmation des méthodes permet un démarrage rapide du processus.




Suivi graphique du statut du processus

Toutes les données sont affichées en temps réel avec une schématisation animée du processus, permettant ainsi d'identifier des éventuelles non-conformités



Etat protectif de l'échantillon

L'état protectif de l'échantillon réduit la pression et arrête le chauffage des plateaux, si la température de l'échantillon s'élève au-dessus de la référence prévue, ou si la pression est au-dessus du niveau de sécurité prévu.



Base de données des méthodes

Toutes les méthodes peuvent être enregistrées dans une base de données indépendante, seront disponibles pour d'autres runs et peuvent être modifiées sur n'importe quel ordinateur du réseau



Démarrage d'une méthode

Toutes les méthodes peuvent être démarrées et modifiées en cours d'exécution à partir de votre bureau ou sur l'Interface Pro



Rapports personnalisés

Le logiciel enregistre tous les paramètres et des rapports individualisés peuvent être réalisés avec toutes les données nécessaires.



Infinite-Control™

Ayez accès à tous les dispositifs et paramètres de processus.

Vous êtes informé par des notifications Push n'importe où et n'importe quand.

Options avancées :

- Maniement et mise en œuvre facilités des méthodes
- Enregistrement des données et rapports personnalisés
- Schémas et diagrammes du processus en temps réel



Lyovapor™ Software: Aperçu des principaux avantages



Infinite-Control™

- Suivi des runs grâce à l'enregistrement en temps réel des données
- Suivi à distance à partir de dispositifs mobiles
- Suivez plusieurs instruments BUCHI en même temps



Facilité d'utilisation

- Quick-Design pour créer et démarrer des méthodes pré-définies
- Utilisation intuitive du logiciel
- Méthodes facilement ajustables en cours d'exécution



Sûr

- Le mode protectif de l'échantillon empêche la chute de la température et l'augmentation de la pression
- Suivi en temps réel avec schémas et diagrammes du processus
- Restez informé grâce aux notifications Push

Complétez votre gamme de produits



Lyovapor™ L-300
Premier lyophilisateur de laboratoire pour une sublimation continue



Lyovapor™ L-200
Le premier lyophilisateur avec Infinite-Control™



Rotavapor® R-300
Évaporateur rotatif confortable et efficace



Mini atomiseur B-290
Atomiseur de séchage de laboratoire de pointe

