




Entdecken Sie die Vorteile des hohen Probendurchsatzes unserer Kjeldahl Lösungen

Sie haben bei der Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl ein ständig zunehmendes Probenaufkommen zu bewältigen und dies bei steigenden Kosten pro Analyse und Anforderungen an lückenlose Dokumentation. Wir bieten eine Lösung mit maximaler Automatisierung der Proben- und Datenverarbeitung, bei der eine Person pro Arbeitstag bis zu 120 Proben analysieren kann.






Mehr Proben pro Tag

Komplett automatisierte Stickstoffbestimmung mit hohem Durchsatz

Geräte:




Beispielloser Probendurchsatz bei minimaler Anzahl an Geräten, ermöglicht durch beschleunigte Aufschlüsse und perfekte Synchronisierung von KjelDigester K-449 und KjelSampler K-377

Vollautomatisierter Prozess von der Probenvorbereitung bis zur Titration erlaubt bedienungsfreien Betrieb. Direkter Datenaustausch zwischen Waagen, Barcodelesern, Druckern, LIMS und PC, und automatischer Proben-transfer vom KjelSampler K-377 zum KjelMaster K-375

Umweltschonender und sicherer Betrieb. Effizientes Dichtungssystem, automatisiertes und effektives Absaugen der Dämpfe, Neutralisierung und Abkühlung schädlicher Aufschlussdämpfe durch den Scrubber K-415

Erzielen Sie mit der „Kjeldahl Durchsatz“ Lösung höchste Probendurchsätze (Chargengröße: 20 Proben)





Service und Support

Vermeiden Sie Ausfallzeiten der Geräte durch präventive Wartung und individuell angepasste Service-Pakete. Wir bieten eine zweijährige Produktgarantie und garantieren eine Ersatzteilverfügbarkeit von zehn Jahren.

www.buchi.com/warranty



Kjeldahl Tabletten

BÜCHI bietet Kjeldahl Tabletten an, die sowohl sicher für Menschen und Umwelt sind – denn alle Tabletten sind frei von toxischem Quecksilber und Selen. Wir bieten ein Sortiment unterschiedlicher Kjeldahl Tabletten an.

www.buchi.com/kjeldahl-tabs



Original Probengläser von BÜCHI

Original-Glaswaren von BÜCHI sind ein Garant für Sicherheit, Präzision und Langlebigkeit auf die Verlass ist. In unseren eigenen Produktionsstätten wurde die Qualität der Glasteile mit jahrzehntelanger Erfahrung kontinuierlich verbessert.

- Sparen Sie Geld
- Erhöhen Sie die Sicherheit
- Verbessern Sie die Ergebnisse

www.buchi.com/tubes





Applikationen

Sofort einsetzbare detaillierte Applikationen und Ratgeber decken den gesamten Verfahrensablauf ab – vom Zerkleinern über Aufschluss und Destillation bis hin zur Titration. Wenn Sie mit neuen Anforderungen oder geänderten Rahmenbedingungen konfrontiert werden oder neue Parameter bestimmt werden müssen, entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit Ihnen kundenspezifische Lösungen.

www.buchi.com/kjeldahl/applications



Apps erleichtern Ihren Laboralltag

Dank engen Kundenbeziehungen verfügen wir über eine wachsende Anzahl praktischer Apps, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern. Mit dem Kjeldahl Calculator können Sie die idealen Prozessparameter vorausberechnen.

www.buchi.com/kjeldahl/apps



Vervollständigen Sie Ihr Portfolio



KjelMaster System
K-375/K-376/K-377



KjelDigester
K-449



Scrubber
K-415



Mixer
B-400

