



Melting Point M-560 (융점 측정기)


쉽고 빠른 융점 측정

Melting Point M-560 (융점 측정기) 은 융점과 비등점의 수동 측정을 위한 제품입니다. 확대 렌즈를 통한 손쉬운 상전이 관찰과 편리한 캘리브레이션 및 검증 절차로 매우 정확한 측정이 가능합니다.

편리성
손쉬운 작동



정확성
최적화된 디자인



신속성
최대 3개의 시료를
동시에 측정

M-560: 주요 혜택



편리성

- 편리한 다국어 지원 사용자 인터페이스
- 확대 렌즈를 통한 손쉬운 용해 과정 관찰
- BUCHI Sample Loader (시료 주입기) 를 사용해 쉽고 재현 가능한 모세관 패킹 가능
- 편리한 모세관 보관



정확성

- 매우 정확한 온도 설정 및 측정
- 메뉴 안내식 캘리브레이션을 통해 기기 정확도 유지
- 인증된 표준 화합물을 사용한 손쉬운 캘리브레이션 검증



신속성

- 신속한 가열 및 냉각 단계로 측정 주기 단축
- 최대 20 °C/분의 온도 기울기를 사용해 신속한 예측 가능
- 최대 3개의 시료를 병렬 측정

완전한 제품 포트폴리오




Sample Loader
M-569
효율적인 모세관 패킹



Star Printer
시리얼 프린터



Syncore®
Polyvap
다수시료의 동시농축



NIRMasteR™
IP54
침투 보호를 지원하는
FT-NIR 분광기

