




## Glass columns (유리 컬럼) 확장성 및 가시성

정제 범위를 확장해야 할 때 유리 컬럼은 범위 및 분리 조건 측면에서 유연성을 극대화합니다.  
최대 50 bar (725 psi)의 압력에서 안전성을 극대화하면서 고성능 분리가 가능합니다.



유연성  
최적화된 정제  
범위 확장



효율성  
고성능 분리



안정성  
압력 하에서 안전성 극대화

## Glass columns: 주요 혜택



### 유연성

- 최대 370 g의 시료 주입
- 자유로운 흡착제 선택으로 분리 범위 확장
- 생물학적으로 호환되는 플러저 컬럼에서 생체분자 분리
- 광범위한 크기 범위(ID 15 - 100 mm 및 길이 100 - 920 mm)



### 효율성

- 간편한 충전 방식으로 분리 효율 향상
- 최대 50 bar의 압력에서 고속 정제 작업 컬럼
- 손실량 최소화로 손실 감소



### 안정성

- 플라스틱 코팅 유리 컬럼으로 사용자 보호 극대화
- 고압 등급을 위한 디자인
- 사용자의 실리카 물질 노출 방지

## 완전한 제품 포트폴리오



FlashPure  
Cartridges  
기존 플래시 제품의  
성능 극대화



Pump Module  
C-601 / C-605  
펌프 모듈



Fraction collector  
C-660  
분획분취기



UV-Vis Detector  
C-640  
자외선/가시광선 검출

