






NIRCal® Software (캘리브레이션 소프트웨어) 강력한 NIR 방법 개발 도구



NIRCal (캘리브레이션 소프트웨어) 은 신속하고 믿을 수 있는 NIR 예측 결과를 제공하는 NIR 방법을 개발하기 위한 강력한 화학계량학 (Chemometrics) 소프트웨어 패키지입니다.



고객의 필요에 맞춤
복합 시료에 맞춘 다양한 기능



편리성 및 강력한 성능
사용 편리성과 전문가를 위한
강력한 도구들



결과의 신뢰성 보장
최상의 데이터 해석으로 더욱
정확한 결과 보장

NIRCal®: 주요 혜택



고객의 필요에 맞춤

- 정량적 분석을 위한 광범위한 화학계량학적 방법 (PLS, PCR, MLR, SIMCA) 에서 가장 적절한 캘리브레이션 제공
- 스펙트럼 정보의 유연한 전처리로 예측 모델 개선
- 모든 업체의 기존 NIR 데이터 통합 지원



편리성 및 강력한 성능

- 특히 받은 자동 “캘리브레이션 마법사”로 방법 개발 시간 단축
- 대규모 데이터 세트의 신속한 계산을 통한 시간 절약
- 데이터베이스 공유로 캘리브레이션의 분산 적용 가능



결과의 신뢰성 보장

- 데이터의 그래픽 시각화를 통한 이해 향상
- 복수의 이상치 검출 기준으로 예측 결과의 신뢰성 보장
- 혁신적인 검증 도구 및 세부적인 캘리브레이션 프로토콜

완전한 제품 포트폴리오



NIRFlex®
N-500
실험실용 다용도 FT-NIR
분광기



NIRMaster™
IP54 / Pro IP65
FT-NIR 분광기



NIRAnywhere
Software
네트워크 솔루션



KjelMaster
K-375
증기 증류 및 적정

