



NIRWare® Software Suite (운영 소프트웨어) 일상 업무의 효율 극대화

편리한 NIRWare 운영 소프트웨어를 사용하면 전문 지식이 없어도 BUCHI FT-NIR 분광기를 작동할 수 있습니다. 양방향 LIMS 인터페이스로 유연하고 안전한 데이터 교환과 완전한 추적이 가능합니다. NIRAnywhere Software (네트워크 관리 소프트웨어) 와 함께 사용하면 글로벌 또는 로컬 회사 네트워크 내에서 복수의 BUCHI 분광기를 중앙집중식으로 관리할 수 있습니다.

편리성

편리한 작동과 오류 없는 데이터 교환



데이터 보안

디지털 서명, 감사 추적 및 데이터 암호화



유연성

맞춤형 사용자 인터페이스와 광범위한 데이터 형식 지원



NIRWare®: 주요 혜택



편리성

- 생산 라인을 위해 간소화되고 실험실을 위해 세부 정보를 제공하는 사용자 친화적인 인터페이스
- 자동 LIMS 모듈을 통한 오류 없는 데이터 교환
- NIRAnywhere Software (네트워크 관리 소프트웨어) 를 통한 중앙집중식 네트워크 관리
- 선택한 방법과 비교해 적절한 측정 셀을 자동 식별해 오류 방지



데이터 보안

- 데이터 및 사용자 활동 기록
- 디지털 서명과 암호화를 통한 안전한 데이터 교환
- FDA 가이드라인 21 CFR Part 11 준수



유연성

- 다양한 어플리케이션과 필요를 위한 맞춤형 사용자 인터페이스
- 양방향 데이터 교환을 위해 다양한 데이터 형식 지원 (MS Excel, Adobe Pdf, CSV, XML 등)
- 회사 ERP와 제제 시스템으로 자동 데이터 전송 (Brill Formulations, Aunir Specman 등)

완전한 제품 포트폴리오




NIRFlex®
N-500
실험실용 다용도 FT-NIR
분광기



NIRMaster™
IP54 / Pro IP65
FT-NIR 분광기



NIRAnywhere
Software
네트워크 솔루션



NIR-Online™
실시간 생산 품질 관리

