



Alltech® 3300 ELSD

Deteksi sensitivitas tinggi untuk HPLC analitik

Kami menawarkan proses desain dan manufaktur ELSDs yang paling canggih. Alltech® ELSDs menyederhanakan analisis senyawa yang sulit seperti ramuan obat, impuritas, asam lemak, polimer, dan masih banyak lagi.


Mudah

Menu navigasi operasiomal dan perawatan yang sederhana



Universal

Pendeteksian segala senyawa terlepas dari pelarut elusi



Sensitif

Noise rendah dan kestabilan tinggi

Alltech® 3300 ELSD: Manfaat paling penting untuk Anda



Mudah

- interface yang mudah digunakan
 - Sederhana, wizard dengan metode langkah demi langkah memandu anda untuk pengaturan detektor
 - Menawarkan tujuh bahasa berbeda untuk pengguna interface
- Perawatan mudah
 - Komponen yang membutuhkan pembersihan atau servis dapat diakses dari depan



Universal

- Meningkatkan stabilitas baseline dan sensitivitas pendeteksian dibandingkan dengan refractive index (RI)
- Menggunakan ELSD bersamaan dengan UV/Vis dan MS untuk informasi struktural dan konsentrasi yang maksimal
- Memperoleh representasi yang lebih akurat dari sampel massa dari pada UV / Vis



Sensitif

- Noise rendah dan stabilitas baseline yang sangat baik
- Batasan pendeteksian nanogram rendah

