



Alltech® 3300 ELSD

Semplifica il rilevamento di composti difficili

La nostra grande conoscenza della tecnologia ELSD ci permette di offrire soluzioni adatte sia per la ricerca che per la produzione. I rilevatori ELSD Alltech® semplificano l'analisi di composti difficili quali prodotti farmaceutici, impurità, acidi grassi, polimeri e molti altri.


Facile

Menu di navigazione
semplice e intuitivo



Universale

Rilevamento di tutti i
composti indipendentemente
dai solventi di eluizione



Versatile

Adatto per cromatografia flash
e HPLC preparativa

Alltech® 3300 ELSD: Ecco i vantaggi più importanti



Facile

- Facilità d'uso dell'interfaccia
 - Una procedura guidata semplice e intuitiva accompagna l'utilizzatore passo dopo passo nell'impostazione del rivelatore
 - L'interfaccia utente è disponibile in sette lingue diverse
- Facilità di manutenzione
 - I componenti che devono essere puliti o sostituiti sono accessibili frontalmente



Universale

- Migliora la stabilità della linea di base e la sensibilità del rilevamento rispetto all'indice di rifrazione (RI)
- L'uso dell'ELSD in parallelo ai metodi UV/Vis e MS permette di ottenere maggiori informazioni sulla struttura e la concentrazione
- Consente una rappresentazione più accurata della massa del campione rispetto all'utilizzo del rivelatore UV/Vis



Sensibile

- Basse emissioni sonore e ottima stabilità della linea di base
- Limite di rilevazione, dell'ordine dei nanogrammi