



Alltech® 3300 ELSD

Упрощенная детекция сложных соединений

Мы предлагаем наиболее продуманные и качественные ELSD-детекторы. Alltech® ELSD упрощает анализ сложных соединений, в частности, фармацевтических препаратов, примесей, жирных кислот и полимеров, а также многих других веществ.

Простота

Простая эксплуатация
и навигация по меню



Универсальность

Детекция любых
смесей независимо
от растворителей для
элюирования



Гибкость

Адаптирован для
флэш-хроматографии
и препаративной ВЭЖХ (HPLC)

Alltech® 3300 ELSD: ваши основные преимущества



Простота

- Интуитивно понятный интерфейс
 - Простой пошаговый мастер поможет настроить детектор
 - Для пользовательского интерфейса можно выбрать один из семи доступных языков
- Простота обслуживания
 - Детали, требующие очистки или обслуживания, легко доступны благодаря открывающейся дверце на передней панели



Универсальность

- Высокая стабильность базовой линии и лучшая чувствительность детекции по сравнению с индексом преломления (RI)
- Использование ELSD параллельно с UV/Vis и MS для получения полной информации о структуре и концентрации аналита
- Получение более точного представления о массе образца по сравнению с UV/Vis



Чувствительность

- Низкий уровень шума и исключительная стабильность базовой линии
- Низкие пределы детекции (нанограммы)

