



## Wet Digester B-440

### Unidade de pré-incineração para determinação

O Wet Digester B-440 permite uma pré-incineração ecológica de diferentes tipos de amostras. Uma ampla faixa de temperatura (até 600 °C) está disponível. A programação de rampas de aquecimento permite procedimentos reproduzíveis.



#### Reprodutível

Métodos individuais  
para rampas de digestão  
reproduzíveis



#### Seguro

Neutraliza fumos nocivos



#### Rápido e flexível

Calcinação paralela em cadinhos  
de diferentes tamanhos com  
mínima perda de calor

## B-440: Benefícios mais importantes



### Reprodutível

- Programação e armazenamento de rampas de temperatura (temperatura/tempo)
- Determinação de cinzas e cinzas sulfatadas
- De acordo com a Farmacopeia Europeia P. Petrin, H. Partenheimer, vol. 9 No 1, Março de 1997



### Seguro

- Os fumos ácidos são capturados pela tampa de vidro e neutralizadas pelo Scrubber K-415
- Evita a corrosão do sistema de exaustão
- Evita a contaminação do meio ambiente
- Controle total do Scrubber através do digestor



### Rápido e flexível

- Atinge rapidamente a temperatura de digestão em cada cadinho
- Ampla faixa de temperatura (até 600 °C)
- Cadinhos de diferentes tamanhos

## Complete o seu portfólio



SpeedDigester  
K-439 / K-425 / K-436  
Digestão por IV



Scrubber  
K-415  
Neutralização



Recirculating Chiller  
F-108  
Modo de refrigeração  
eficiente



Mixer  
B-400  
Trituração e  
homogeneização

