



# Pumpenmodule C-601 / C-605

## Zuverlässige Lösungsmittelzufuhr

Die Pumpen Module C-601 und C-605 sind die Kernkomponenten der BÜCHI Sepacore®-Chromatographiesysteme. Die Module liefern bei allen Anwendungen mit isokratischer oder Gradientenelution eine reproduzierbare pulsationsfreie Fließrate.



### Universell

Unterschiedliche Lösungsmittel mit niedrigem oder mittlerem Druck fördern



### Klein und leistungsfähig

Sehr geringer Platzbedarf bei grossem Flussgeschwindigkeitsbereich und Gradientenfähigkeit



### Flexibel

Upgrade-Möglichkeit entsprechend Applikation und Budget



## C-601 / C-605: Ihre wichtigsten Vorteile



### Universell

- Freie Wahl des Lösungsmittels dank inertem Pumpenkopfmaterial
- Stabile Flussrate bis zu 50 bar
- Mehrere Steuermodi entsprechend der Applikation



### Klein und leistungsfähig

- Sehr geringer Platzbedarf bei einer Flussrate von bis zu 250 mL/min
- Pulsationsfreie Zufuhr mit Hilfe eines 3-Kolben-Pumpenkopfs
- Tragbare „Plug-and-Play-Einheit“



### Flexibel

- Konfiguration an Ihre Erfordernisse und Ihr Budget angepasst
- Problemlose Upgrades: von isokratisch zu Gradientenmodus oder von manuell zu Computersteuerung

## Vervollständigen Sie Ihr Portfolio



Fraction collector  
C-660  
Fraktionssammler



FlashPure  
Cartridges  
Damit optimieren Sie  
die Ergebnisse Ihrer  
Flash-Trennungen



UV-Vis Detector  
C-640  
UV-Vis-Detektion



SepacoreControl  
Software  
Komplette  
Steuerungssoftware

