



## Módulo de bomba C-601 / C-605

### Suministro de disolventes confiable

Los Módulos de bomba C-601 y C-605 son los componentes esenciales de los sistemas de cromatografía Sepacore® de BUCHI. Los módulos ofrecen un flujo reproducible y libre de pulsos con independencia de si la aplicación se lleva a cabo en modo gradiente o isocrático.



#### Universal

Bombear cualquier disolvente a presión baja o media



#### Tamaño reducido y potencia

Las dimensiones más reducidas con un amplio intervalo de flujo y funciones de gradiente



#### Flexible

Se puede ampliar en función de la aplicación y el presupuesto



## C-601 / C-605: Sus mejores argumentos



### Universal

- Libre elección de los disolventes gracias al material inerte del cabezal de la bomba
- Flujo confiable hasta 50 bares
- Múltiples modos de control en función de la aplicación



### Tamaño reducido y potencia

- Dimensiones muy reducidas con un flujo de hasta 250 mL/min
- Suministro de disolvente libre de pulsos mediante un cabezal de 3 pistones
- Unidad portátil "plug-and-play"



### Flexible

- Configuración adaptada a sus necesidades y presupuesto
- Se puede ampliar fácilmente: de modo isocrático a gradiente o de control manual a control por computadora

## Complete su gama



Fraction collector  
C-660  
Recogida de fracciones



FlashPure  
Cartridges  
Ayudan a maximizar  
el rendimiento de  
los productos flash  
actuales



UV-Vis Detector  
C-640  
Detección UV-Vis



SepacoreControl  
Software  
Software de control  
total

