



Pump Module C-601 / C-605

Penyaluran pelarut yang handal

Pump modules C-601 dan C-605 merupakan komponen utama dalam sistem BUCHI Sepacore® Chromatography. Aplikasi apapun dalam isokratik atau gradien, modul ini memberikan laju alir yang dapat direproduksi dan pulse free.



Universal

Pompa pelarut bertekanan sedang atau rendah



Kecil dan kuat

Modul yang kecil dengan kisaran laju alir dan kapabilitas gradien yang besar



Fleksibel

Dapat ditingkatkan berdasarkan aplikasi dan anggaran Anda



C-601 / C-605: Manfaat paling penting untuk Anda



Universal

- Bebas memilih pelarut berkat kepala pompa berbahan inert
- Laju alir yang dapat diandalkan hingga 50 bar
- Banyak pilihan kontrol berdasarkan aplikasi



Kecil dan kuat

- Modul kecil dengan laju alir hingga 250 mL/menit
- Penyaluran pelarut bebas pulse menggunakan kepala pompa 3-piston
- Unit portabel siap pakai



Fleksibel

- Pengaturan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran Anda
- Dapat ditingkatkan dengan mudah: Isokratik menjadi gradien atau kontrol manual menjadi kontrol komputer (otomatis)

Lengkapi portofolio Anda



Fraction collector
C-660
Kolektor fraksi



FlashPure
Cartridges
Dapatkan
flash pemurnian
terbaik Anda



UV-Vis Detector
C-640
Detektor UV-Vis



SepacoreControl
Software
Perangkat lunak
SepacoreControl

