



Pump Module C-601 / C-605

Piena affidabilità con i solventi organici

I Pump Modules C-601 e C-605 sono i componenti chiave dei sistemi cromatografici Sepacore® BUCHI. Indipendentemente dall'applicazione in modalità isocratica o a gradiente, i moduli forniscono una portata riproducibile continua, senza pulsazioni.



Universale

Per pompare qualsiasi solvente fino a 50 bar di pressione



Design compatto

Ingombro estremamente ridotto con un ampio intervallo di portata e di gradiente



Versatile

Possibilità di ampliare il sistema in base alle esigenze e al budget



C-601 / C-605: Ecco i vantaggi più importanti



Universale

- Libertà di scelta di qualsiasi solvente grazie al materiale inerte della testa della pompa
- Portata sicura e affidabile fino a 50 bar
- Modalità di controllo multiple a seconda dell'applicazione



Design compatto

- Ingombro minimo con una portata fino a 250 mL/min
- Apporto di solvente continuo, senza pulsazioni, con l'uso di una testa a 3 pistoni
- Unità portatile Plug-and-Play



Versatile

- Configurazione impostata in base alle vostre esigenze e al vostro budget
- Il sistema può essere potenziato facilmente: da isocratico a gradiente o da manuale a comando via computer

Completate la gamma dei vostri prodotti



Fraction collector
C-660
Raccolta delle frazioni



FlashPure
Cartridges
Sfruttate al massimo le
vostre purificazioni flash



UV-Vis Detector
C-640
Spettroscopia UV-Vis



SepacoreControl
Software
Software per un
controllo totale

