



## Pump Module C-601 / C-605

### Надежная подача растворителя

Насосные модули C-601 и C-605 являются базовыми компонентами хроматографических систем BUCHI Sepacore®. При работе в изократическом или градиентном режиме модули обеспечивают воспроизводимую подачу без пульсаций.



#### Универсальность

Перекачивает любые растворители при низком или среднем давлении



#### Компактность и мощность

Минимальные размеры при широком диапазоне скоростей потока и возможности создания градиента



#### Гибкость

Возможность модификации в соответствии с вашими задачами и бюджетом



## C-601 / C-605: Ваши основные преимущества



### Универсальность

- Свободный выбор растворителей благодаря инертному материалу головки насоса
- Надежная скорость потока при давлении до 50 бар
- Несколько режимов управления в соответствии с выполняемыми задачами



### Компактность и мощность

- Малые габариты оборудования при производительности насоса до 250 мл/мин
- Подача растворителя при помощи 3х-поршневой головки насоса без пульсаций
- Портативный прибор с функцией plug&play



### Гибкость

- Выбор конфигурации в соответствии с вашими задачами и бюджетом
- Простота модификации: от изократического к градиентному режиму или от ручного к компьютерному управлению

## Расширьте возможности вашей лаборатории



Fraction collector  
C-660  
Сбор фракций



FlashPure  
Cartridges  
Получите максимум от своей флэш-очистки



UV-Vis Detector  
C-640  
Спектрофотометрический детектор



SepacoreControl  
Software  
Программное обеспечение для комплексного управления

