




UV-Vis Detector C-640

Penelurusan senyawa cepat

Dengan pengawasan empat panjang gelombang yang berbeda secara bersamaan sepanjang kisaran UV-Vis, C-640 Detector memungkinkan Anda mendeteksi dan mengisolasi senyawa Anda menggunakan sistem Sepacore® Flash Chromatography.



Powerful

Pendeteksian banyak panjang gelombang dengan mudah



Serbaguna

Sinyal pendeteksian optimal untuk segala jenis atau jumlah sampel



Dapat diintegrasikan

Integrasi mudah pada pengaturan sistem apapun

C-640: Manfaat paling penting untuk Anda



Powerful

- Mendeteksi hampir segala jenis senyawa dalam kisaran panjang gelombang yang luas pada 200 – 840 nm
- Hemat waktu dengan pengawasan empat panjang gelombang secara bersamaan
- Menemukan senyawa Anda kapanpun dengan scan UV-Vis (menggunakan perangkat lunak SepacoreControl)



Serbaguna

- Mengatur path length flow cell berdasarkan jumlah sampel
- Didesain untuk: HPLC analitik, HPLC preparatif dan flash kromatografi



Dapat diintegrasikan

- Integrasi mudah dengan sistem konfigurasi apapun
- Unit yang sangat ramping
- Stand-alone atau dikontrol dengan komputer

Lengkapi portofolio Anda



Pump Module
C-601 / C-605
Pompa



FlashPure
Cartridges
Dapatkan
flash pemurnian
terbaik Anda



Fraction collector
C-660
Kolektor fraksi



SepacoreControl
Software
Perangkat lunak
SepacoreControl

