



## ELS Detector C-650

Todos los componentes visibles al mismo tiempo

El detector ELS (Evaporative Light Scattering) detecta todos los compuestos no volátiles, incluidos los invisibles a otros detectores. El C-650 gestiona cualquier combinación de fases móviles y gradientes necesarios para unas separaciones rápidas y eficaces.



### Universal

Detección de todos los componentes, independientemente de los disolventes de elución empleados




### Fácil de usar

Ajuste de muy pocos parámetros



### Flexible

Adaptado para cromatografía flash y HPLC preparativa



## C-650: Sus mejores argumentos



### Universal

- Detección de todos los componentes, independientemente de las propiedades espectroscópicas
- No se ve afectado por los gradientes de elución
- Detección de analitos semivolátiles gracias a una evaporación a baja temperatura
- Mayor flexibilidad a la hora de elegir disolventes de elución



### Fácil de usar

- Conjunto de parámetros estándar adecuados para la mayoría de aplicaciones
- Tiempo de calentamiento mínimo
- Uso de cualquier disolvente volátil
- Estimación cuantitativa sencilla con detección sensible a la masa



### Flexible

- Amplio rango de flujos (hasta 250 mL/min) utilizando un divisor de flujos optimizado
- Aplicaciones preparativas con un nebulizador específico
- Pérdida mínima de muestra en el proceso de detección

## Complete su gama



Pump Module  
C-601 / C-605  
Bomba



FlashPure  
Cartridges  
Ayudan a maximizar  
el rendimiento de  
los productos flash  
actuales



Fraction collector  
C-660  
Recogida de fracciones



SepacoreControl  
Software  
Software de control  
total

