



## ELS Detector C-650

Tutti i composti sono visibili immediatamente

Il rivelatore evaporativo a luce diffusa (ELSD) rileva tutti i composti non volatili, compresi quelli non visibili ad altri rivelatori. Il modello C-650 può gestire qualsiasi combinazione di fasi mobili ed i gradienti necessari per separazioni efficienti e rapide.



### Universale

Rilevamento di tutti i componenti indipendentemente dai solventi di eluizione




### Facile da usare

Solo pochi parametri da regolare



### Flessibile

Adattato per la cromatografia flash e l'HPLC preparativo



## C-650: Ecco i vantaggi più importanti



### Universale

- Rilevamento di tutti i componenti indipendentemente dalle proprietà spettroscopiche
- Non risente dei gradienti di eluzione
- Rilevamento degli analiti semivolatili grazie all'evaporazione a bassa temperatura
- Maggior flessibilità nella scelta dei solventi di eluzione



### Facile da usare

- Dotato di una serie standard di parametri predefiniti per la maggior parte delle applicazioni
- Tempi minimi di preriscaldamento
- Utilizzo di qualsiasi solvente volatile
- Facile stima quantitativa con rilevamento sensibile alla massa



### Flessibile

- Elevato range di velocità di flusso (fino a 250 mL/min) con l'utilizzo di uno splitter di flusso ottimizzato
- Applicazioni preparative con nebulizzatore specifico
- Perdita minimizzata di campione nel processo di rilevamento

## Completate la gamma dei vostri prodotti



Pump Module  
C-601 / C-605  
Pompa



FlashPure  
Cartridges  
Sfruttate al massimo le  
vostre purificazioni flash



Fraction collector  
C-660  
Raccolta delle frazioni



SepacoreControl  
Software  
Software per un  
controllo totale

