



ELS Detector C-650 (증기화 광산란 검출기) 모든 화합물의 동시 검출

증기화 광산란 검출기 (Evaporative Light Scattering Detector, ELSD) 는 다른 검출기로 검출할 수 없는 화합물을 포함한 모든 비휘발성 화합물을 검출합니다. C-650은 효율적이고 신속한 분리를 위해 필요한 모든 이동상 및 기울기 조합에서 사용할 수 있습니다.

범용성

용리 용매에 상관없이
모든 화합물 검출




편리성

최소화된 조정
파라미터



유연성

플래시 크로마토그래피 및
분취 HPLC에 사용 가능



C-650: 주요 혜택



범용성

- 분광 특성에 상관없이 모든 화합물 검출
- 용리 기울기에 영향 받지 않음
- 저온 증발로 휘발성 분석물질 검출
- 향상된 유연성으로 용리 용매 선택 가능



편리성

- 대부분의 작업에 적합한 표준 매개변수 설정
- 최소화된 예열 시간
- 모든 휘발성 용매 사용
- 질량 분석 검출로 간편한 정량적 평가



유연성

- 최적화된 유량 분리로 높은 유량 범위(최대 250 mL/분)
- 특수 분무기를 사용한 분취 작업
- 검출 프로세스 중 시료 손실 최소화

완전한 제품 포트폴리오



Pump Module
C-601 / C-605
펌프 모듈



FlashPure
Cartridges
기존 플래시 제품의
성능 극대화



Fraction collector
C-660
분획분취기



SepacoreControl
Software
완전한 제어 소프트웨어

