



Collecteur de Fractions C-660

Collecte la moindre goutte du précieux échantillon

La collecte fiable des composés séparés est l'objectif ultime d'une application chromatographique préparative. Le Collecteur de Fractions C-660 collecte tous vos échantillons en fonction du temps, du volume ou du pic dans des tubes ou récipients quelconques.



Fiable

Récupération de la moindre fraction dans le format que vous souhaitez



Intelligent

Détection de pic précise pour deux signaux de détection



Adaptable

Configuration libre des zones de collecte

C-660: Aperçu des avantages les plus importants



Fiable

- Récupération de n'importe quelle fraction dans le format requis
- Algorithme de détection de pic éprouvé
- Grande capacité de collecte pour des processus longs ou débits élevés
- Collecte de composés précise à délai programmable
- Fonctionnement sûr avec sonde de niveau de déchets en option



Intelligent

- Choisissez votre mode de collecte en fonction du temps, du volume ou des pics
- Utilisez jusqu'à huit signaux de détection
- Pureté optimisée de la fraction collectée avec séparation des pics à l'avant et à l'arrière
- Commande manuelle ou assistée par ordinateur



Adaptable

- Fonction d'apprentissage « Teach-In » pour des racks spécifiques au client (standard ou non)
- Hauteur réglable pour une intégration optimale dans votre procédure de travail
- Choix entre quatre systèmes de collecte
- Interface utilisateur multilingue

Complétez votre gamme de produits



Pump Module
C-601 / C-605
Pompe



FlashPure
Cartridges
Tirez le maximum de
vos purifications flash



UV-Vis Detector
C-640
Détection UV/VIS



SepacoreControl
Software
Logiciel de contrôle
complet

