



## Fraction Collector C-660

Mengumpulkan tiap tetes sampel berharga Anda

Pengumpulan senyawa yang telah dipisahkan secara handal merupakan tujuan akhir dari aplikasi preparatif kromatografi. Fraction Collector C-660 menghimpun seluruh sampel Anda berdasarkan waktu, volume atau puncak spektrum pada segala jenis tabung atau bejana.



### Handal

Mengambil setiap fraksi dalam format yang Anda perlukan



### Smart

Pendeteksian puncak yang tepat untuk dua sinyal pendeteksi



### Dapat beradaptasi

Pengaturan tempat koleksi secara bebas

## C-660: Manfaat paling penting untuk Anda



### Handal

- Dapat mengambil fraksi apapun sesuai dengan format yang diinginkan
- Algoritma pendeteksian puncak yang teruji
- Kapasitas koleksi besar untuk pengerjaan dengan waktu lama atau laju alir tinggi
- Pengumpulan senyawa yang presisi dengan waktu jeda yang dapat diprogram
- Pengoperasian aman dengan opsi sensor level pada botol limbah



### Smart

- Pilih mode pengumpulan Anda berdasarkan waktu, volume atau puncak spektrum
- Gunakan hingga delapan sinyal pendeteksi
- Kemurnian fraksi yang terkumpul dimaksimalkan dengan pemisahan puncak depan dan belakang
- Kontrol manual atau komputer (otomatis)



### Dapat beradaptasi

- Fungsi penyesuaian untuk rak pelanggan yang spesifik (teratur atau tidak teratur)
- Tinggi yang dapat diatur untuk integrasi optimal pada alur kerja Anda
- Empat pilihan pola pengumpulan
- Interface pengguna dengan berbagai bahasa

## Lengkapi portofolio Anda



Pump Module  
C-601 / C-605  
Pompa



FlashPure  
Cartridges  
Dapatkan  
flash pemurnian  
terbaik Anda



UV-Vis Detector  
C-640  
Detektor UV-Vis



SepacoreControl  
Software  
Perangkat lunak  
SepacoreControl

