



Cartridger® C-670

Impaccamento super-efficiente delle cartucce

Il Cartridger® C-670 brevettato permette di impaccare in modo rapido e semplice le colonne flash per separazioni sempre affidabili. Oltre a una considerevole diminuzione dei costi, garantisce la possibilità di riempire la cartuccia con la qualità di silice desiderata.

Esclusivo

Metodo brevettato per impaccamento ad alta efficienza



Conveniente

Una soluzione economica per i vostri processi di purificazione



Rapido e sicuro

Un processo rapidissimo e massima protezione dell'utente

C-670: Ecco i vantaggi più importanti



Esclusivo

- Per ottenere separazioni ottimali con cartucce di alta qualità
- Il vantaggio di un metodo di impaccamento esclusivo basato sulla fluidificazione della silice
- Preparate la vostra cartuccia personalizzata: scegliete il tipo di silice desiderato e selezionate il formato della cartuccia (da 4 a 90 g)



Conveniente

- Risparmiate sui costi rispetto alle cartucce pre-impaccate
- Non avrete più bisogno di stoccare le cartucce
- Potrete ridurre i consumi di solvente rispetto alle colonne in vetro aperte



Rapido e sicuro

- Si può impaccare una colonna in meno di un minuto
- Utilizzate qualsiasi tipo di materiale a base di silice con granulometria da 30 a 200 μm
- Esposizione dell'utente ridotta al minimo

Completate la gamma dei vostri prodotti



Pump Module
C-601 / C-605
Pompa



Fraction collector
C-660
Raccolta delle frazioni



UV-Vis Detector
C-640
Spettroscopia UV-Vis



Glass columns
Colonne per processi
su grande scala

