



Recirculador Chiller F-100

Modo de refrigeração simples

O recirculador chiller econômico, ecológico e compacto para instrumentos de destilação pequenos.

Econômico

Projetado para atender às necessidades básicas



Ecológico

Economiza energia, evita o consumo de água e reduz as emissões de calor ao mínimo



Confiável e fácil

Operação duradoura e a prova de falhas em interação com uma grande variedade de equipamentos de destilação

F-100: Benefícios mais importantes



Econômico

- Resfriamento eficiente para orçamentos limitados
- Compacto economiza espaço valioso no laboratório
- Redução de custos por eliminar completamente o consumo de água



Ecológico

- O melhor resfriamento à temperatura fixa de 10 °C
- Operação sustentável porque não consome água
- Economiza energia e reduz as emissões de solvente e calor ao mínimo
- O modo de stand-by automático evita tempos de resfriamento desnecessários



Confiável e fácil

- Ideal para aplicações de resfriamento básicas
- Fácil operação graças à temperatura de resfriamento fixa
- Longa durabilidade devido a sua estrutura resistente e estável e a carcaça em aço inoxidável

Complete o seu portfólio



Rotavapor®
R-100
Evaporação econômica



Rotavapor®
R-300
Evaporação rotativa
prática e eficiente



Multivapor™
P-6 / P-12
Evaporação eficiente
para amostras múltiplas



Syncore®
Analyst
Maximize a eficiência
da análise de amostras
múltiplas

