



Glass columns



Escalamiento y visibilidad

Cuando es preciso escalar la purificación, las columnas de vidrio ofrecen máxima flexibilidad en lo que respecta a los requisitos de escala y separación. Es posible realizar separaciones de alto rendimiento con presiones de hasta 50 bares (725 psi) con un nivel de seguridad máximo.



Flexible

Escalamiento optimizado de su purificación



Eficaz

Separaciones de alto rendimiento



Seguridad

Manipulación exenta de riesgos incluso bajo presión

Glass columns: Sus mejores argumentos



Flexible

- Carga de muestras de hasta 370 g
- Escalamiento de cualquier separación con libre elección del material sorbente
- Aislamiento de las biomoléculas en columnas de émbolo biocompatibles
- Amplia gama de tamaños (diámetro interior 15 – 100 mm y longitud 100 – 920 mm)



Eficaz

- Eficiencia de la separación garantizada con métodos de empaque sencillos
- Rapidez de purificación en columnas a una presión de hasta 50 bares
- Sin pérdida de eficiencia gracias a la minimización de los volúmenes muertos



Seguridad

- Máxima protección del usuario con columnas de vidrio con recubrimiento de plástico
- Diseñadas para presiones elevadas
- Sin exposición del usuario al material de sílice

Complete su gama



FlashPure Cartridges

Ayudan a maximizar el rendimiento de los productos flash actuales



Pump Module C-601 / C-605

Bomba



Fraction collector C-660

Recogida de fracciones



UV-Vis Detector C-640

Detección UV-Vis

