



Melting Point M-560


Penentuan cepat dan mudah

Melting Point M-560 didesain untuk penentuan titik lebur dan titik didih secara manual. Observasi fase transisi yang mudah melalui kaca pembesar dengan prosedur kalibrasi dan verifikasi intuitif menjamin pengukuran yang benar-benar akurat.

Mudah
Penanganan intuitif



Akurat
Desain optimal tanpa kompromi



Cepat
Dapat menentukan hingga tiga sampel dalam bersamaan

M-560: Manfaat paling penting untuk Anda



Mudah

- Interface pengguna yang intuitif dengan berbagai pilihan bahasa
- Observasi proses pelelehan yang mudah melalui kaca pembesar
- Pengemasan kapiler yang mudah dan dapat direproduksi dengan menggunakan Sample Loader BUCHI
- Penyimpanan kapiler yang mudah



Akurat

- Pengaturan dan pengukuran suhu yang sangat akurat
- Menjaga instrumen Anda tetap akurat menggunakan menu kalibrasi yang terbantu
- Verifikasi kalibrasi yang mudah menggunakan senyawa standar yang tersertifikasi



Cepat

- Siklus pengukuran yang dipersingkat berkat langkah pemanasan dan pendinginan yang cepat
- Perkiraan awal yang cepat menggunakan gradien suhu hingga 20 °C/menit
- Pengukuran paralel hingga 3 sampel

Lengkapi portofolio Anda



**Sample Loader
M-569**
Pengemasan kapiler
yang efisien



Star Printer
Pencetak seri



**Syncore®
Polyvap**
Pemeriksaan beberapa
sampel



**NIRMaster™
IP54**
Spektroskopi FT-NIR
dengan perlindungan
ingress (Ingress
Protection-IP)

