



Ponto de Fusão M-560


Determinação fácil e rápida

O Ponto de Fusão M-560 foi concebido para determinação manual dos pontos de fusão e ebulição. A fácil observação da transição de fase através da lente de aumento, juntamente com os procedimentos intuitivos de calibração e verificação, garantem medições altamente precisas.

Fácil
Manuseio intuitivo



Preciso
Design otimizado
e harmonioso



Rápido
Até três determinações
simultâneas

M-560: Benefícios mais importantes



Fácil

- Interface de usuário intuitiva e em vários idiomas
- Fácil observação do processo de fusão através da lente de aumento
- Empacotamento de capilares fácil e reprodutível através do Sample Loader BUCHI
- Conveniente armazenagem de capilares



Preciso

- Medição e programação da temperatura altamente precisas
- Mantenha a precisão do instrumento através da calibração guiada por menu
- Fácil verificação da calibração, com uso de padrões certificados



Rápido

- Redução dos ciclos de medição, graças ao rápido aquecimento e resfriamento
- Possibilidade de estimativa rápida através do uso gradiente de temperatura até 20 °C/min
- Medição paralela de até 3 amostras

Complete o seu portfólio



**Sample Loader
M-569**
Embalagem eficiente
de capilares



Star Printer
Impressora de série



**Syncore®
Polyvap**
Análise de amostras
múltiplas



**NIRMasteR™
IP54**
Espectroscopia FT-NIR
com proteção contra
penetração

