



NIRMaster™ Pro IP65

FT-NIR con la mayor protección

NIRMaster Pro IP65 es el primer espectrómetro FT-NIR autónomo específico del mundo con protección de clase IP65. Su higiénico diseño cuenta con el certificado de resistencia a los procedimientos de limpieza mediante chorro de agua. Cumple plenamente los requisitos de seguridad de los instrumentos de control de la calidad que se utilizan en la producción de lácteos y cárnicos.



Confiable

Funcionamiento continuo en cualquier situación de trabajo



Los mejores resultados

Máxima precisión y reproducibilidad

at	3.4
Protein	5.05
Total sugar	5.14
h	1.4



Robustez

Diseño higiénico fácil de limpiar con protección IP65 certificada



NIRMaster™ Pro IP65: Sus mejores argumentos



Confiable

- El interferómetro de polarización FT resistente a la vibración ofrece lecturas con una confiabilidad máxima
- Verificación del rendimiento permanente mediante comprobaciones estándar internas automatizadas
- Funcionamiento seguro gracias a la PC tipo industrial integrada
- Funcionamiento continuo con el sistema de protección de doble lámpara



Los mejores resultados

- Resultados altamente reproducibles con tecnología FT-NIR de polarización
- Medición precisa de múltiples parámetros de forma simultánea
- El sistema de láser interno garantiza la exactitud de los datos con una precisión de longitud de onda superior



Robustez

- Con certificado de protección total frente a los chorros de agua a presión y el polvo (IP65)
- Diseño higiénico y fácil de limpiar
- Compatible con los monitores y teclados IP65 estándar


Complete su gama



Monitor IP65
Pantalla táctil impermeable



NIRAnywhere Software
Solución en red



Quick-start calibrations
Alimentación, alimentos, industria molinera y panadería



KjelMaster K-375
Destilación a vapor y titulación

