



NIRMaster™ Pro IP65 (傅立叶变换近红外光谱仪) 最高等级保护的傅里叶变换近红外光 (FT-NIR)

NIRMaster Pro IP65 (傅立叶变换近红外光谱仪) 是世界上第一台 IP65 防护等级的专用型傅里叶变换近红外光单机式光谱仪。卫生设计经认证, 可使用冲水清洗程序。完全满足乳制品和肉制品生产中质量控制仪器的安全性要求。



可靠
在各种工作状况下
持续运行



优良的结果
最大精确度和再
现性

Fat	3.43
Protein	5.05
Total sugar	5.14
Ash	1.43
pH	4.29



稳健
清洁方便的卫生设计,
IP65 防护认证



NIRMaster™ Pro IP65: 您最重要的得益



可靠

- 通过防振傅里叶变换偏振干涉仪得到最可靠的读数
- 通过自动内部标准检查, 确保永久的性能验证
- 通过嵌入式工业标准 PC 安全操作
- 双灯保护措施确保持续运行



优良的结果

- 偏振干涉 FT-NIR 技术, 实现高度可再现结果
- 同时精确测量多种参数
- 通过内部激光系统确保极其精确的波长, 得到准确的数据



稳健

- 经认证满足全粉尘和加压冲水保护 (IP65)
- 容易清洁的卫生设计
- 兼容标准 IP65 监视器和键盘


完善您的组合



Monitor
IP65
防水触摸屏



NIRAnywhere
Software
网络解决方案



Quick-start
calibrations
输送、食品、碾磨和烘培



KjellMaster
K-375
蒸汽蒸馏和滴定

