



NIRWare® Software Suite (ソフトウェア)

日常の作業を効率的に

BuchiのFT-NIR近赤外分析計は、NIRWareオペレーターの直感的な操作により、専門知識が無くても簡単に使用できます。トレーサビリティ対応のLIMSインターフェイスを用いると、安全かつ柔軟な双方向のデータの受け渡しが可能です。また、オプションのNIRAnywhereソフトウェアにより、社内LANはもとよりグローバルネットワークでつながれた複数のBUCHI製近赤外分析計を集中的に管理することも可能です。

優れた操作性

直感的な操作による、誤り
のないデータのインポートお
よびエクスポート



データの安全性

デジタル署名、監査証跡、
データの暗号化



優れた柔軟性

カスタマイズ可能なユーザーインター
フェイスと、様々なデータフォーマット
のサポート



NIRWare®: ひと目でわかる特長



優れた操作性

- ・ ユーザーフレンドリーなインターフェイス- 製造ライン用には単純に、ラボ用には詳細に
- ・ LIMSインターフェイスによる誤りのない自動データ交換
- ・ NIRAnywhereソフトウェアによる、複数工場にまたがる装置ネットワークの集中管理
- ・ 分析メソッドで設定された測定モジュールの自動認識により誤りを防止



データの安全性

- ・ シームレスなデータ記録とユーザー操作
- ・ デジタル署名および暗号化による安全なデータ交換
- ・ FDAガイドライン21 CFR Part 11に対応



優れた柔軟性

- ・ さまざまな用途およびニーズに合わせてカスタマイズ可能なユーザーインターフェイス
- ・ 双方向データ交換用の豊富なフォーマット (MS Excel、Adobe Pdf、CSV、XML など)
- ・ ERPおよび配合飼料管理システム (Brill Formulations や Aunir Specman など) への自動データ転送

あわせてご使用ください



NIRFlex®
N-500
多用途の実験室用
FT-NIR 分光器



NIRMaster™
IP54 / Pro IP65
FT-NIR 分光器



NIRAnywhere
Software
ネットワークソリューション



NIRCal®
Software
ケモメトリックスによる
較正開発に

