



Sepacore® Flash Cartridges

Velocità ed efficienza

Le Sepacore® Flash Cartridges BUCHI sono progettate per permettere un isolamento rapido ed efficiente di composti di elevata purezza. La gamma vastissima di adsorbenti, unitamente all'ampia scelta di dimensioni delle cartucce, fornisce una soluzione per qualsiasi esigenza di purificazione.



Rapidità

Purificazione ottimale anche con portate molto elevate




Efficienza

Separazione ad alta risoluzione



Facilità d'uso

Formato standard con ampia scelta di adsorbenti



Flash Cartridges: Ecco i vantaggi più importanti



Rapidità

- Tempi di separazione brevi, a portate elevate, con contropressione ridotta al minimo
- Ottimizzazione rapida su cartucce ad alta risoluzione
- Nessuna necessità di pulire e riempire la colonna



Efficienza

- Separazione ad alta risoluzione con utilizzo di silice di alta qualità
- Isolamento del composto da una miscela complessa
- Separazioni riproducibili su cartucce impaccate in modo ottimale



Facilità d'uso

- Collegamento Luer-Lock® standard
- Aumento di scala semplificato su cartucce di dimensioni variabili da 4 g a 1600 g
- Non sono necessarie particolari abilità nell'impaccamento

Completate la gamma dei vostri prodotti



Sepacore®
X10 / X50
Sistema per
cromatografia flash



Pump Module
C-601 / C-605
Pompa



Fraction collector
C-660
Raccolta delle frazioni



Glass columns
Colonne per processi
su grande scala

