



Syncore® Analyst

Экономичное и высококачественное концентрирование

Syncore® Analyst эффективно, бережно и экологически безопасно выполняет параллельное концентрирование. Его продуманная конструкция исключает перекрестное загрязнение и обеспечивает максимальную степень восстановления растворителя. Широкая номенклатура вспомогательных продуктов позволяет настроить обработку образцов в соответствии с вашими задачами.

Эффективность

Повышение производительности за счет одновременного концентрирования до 12 образцов



Высококачественные результаты

Максимальное восстановление и устранение риска перекрестного загрязнения



Экономия времени

Быстрое перемешивание с концентрированием увеличивает производительность упаривания до предварительно определенных остаточных объемов

Syncore® Analyst: Ваши основные преимущества



Эффективность

- Повышение производительности за счет одновременного концентрирования до 12 образцов до предварительно определенных остаточных объемов
- Отсутствие необходимости в азоте снижает производственные расходы
- Экономия лабораторного пространства за счет компактных размеров оборудования
- Повышение эффективности при комбинировании SPE (твердофазная экстракция) и концентрирования



Высококачественные результаты

- Отсутствие перекрестного загрязнения благодаря продуманной конструкции
- Встроенная твердофазная экстракция (SPE) устраняет опасность загрязнения
- Высокая степень восстановления благодаря бережной обработке образцов (восстановление до 100% растворителя)



Экономия времени

- Экономия времени благодаря быстрой и надежной технологии упаривания с перемешиванием
- Производительность повышается благодаря быстрому одновременному концентрированию до 12 образцов
- Концентрирование до предварительно определенных остаточных объемов позволяет выполнять обработку образцов в автоматическом режиме

Расширьте возможности вашей лаборатории



SpeedExtractor
E-916 / E-914
Экстракция растворителя под давлением



Syncore®
SPE
Одновременное концентрирование и твердофазная экстракция



Vacuum Pump
V-300
Бесшумный и экономичный источник вакуума



Recirculating Chiller
F-305 / F-308 / F-314
Эффективный способ охлаждения, экономящий воду

