



## Ultrasonic Package Максимальный размер частиц

Позволяет производить частицы большего размера при проведении распылительной сушки в лаборатории. Ultrasonic Package (Ультразвуковое решение) упрощает обработку ваших продуктов и повышает их сыпучесть.




**Улучшенная обработка порошка**  
Улучшенное дозирование и обработка благодаря повышенной сыпучести



**Высокая производительность**

Крупные частицы (10 – 60 мкм) с узким диапазоном размеров



**Простая эксплуатация**

Простота установки и управления Ultrasonic Package (Ультразвуковое решение) и сушилкой Maxi Spray Dryer B-290

## Ultrasonic Package: Ваши основные преимущества



### Улучшенная обработка порошка

- Крупные частицы (10 – 60 мкм)
- Повышенная сыпучесть порошка, упрощающая обработку
- Простота масштабирования процесса благодаря приближению размеров частиц к промышленному стандарту
- Улучшенное распределение активных веществ в составе порошка



### Высокая производительность

- Узкий диапазон размеров и формы частиц
- Экономия ценного материала (> 5 мл) благодаря малому количеству образцов
- Воспроизводимое производство порошка
- Высокий выход (до 70%)
- Сокращение времени на оптимизацию составов



### Простая эксплуатация

- Простота модификации сушилки Mini Spray Dryer B-290
- Интуитивно понятное управление
- Быстрая возможность настройки и короткое время очистки
- Наблюдение за процессом благодаря комплектам стекла

## Расширьте возможности вашей лаборатории



Mini Spray Dryer  
B-290

Лучшая в мире лабораторная распылительная сушилка



Nano Spray Dryer  
B-90

Распылительная сушилка для образцов небольшого объема и частиц



Inert Loop  
B-295

Распылительная сушилка для органических растворителей



Dehumidifier  
B-296

Воспроизводимый сушащий воздух для распылительной сушилки

