




Sepacore® flash systems X10 / X50

Soluciones de purificación potentes y flexibles

Los sistemas de cromatografía flash Sepacore® X10 y X50 cumplen la mayoría de los requisitos de la purificación de compuestos orgánicos. El sistema le ofrece un rendimiento óptimo y posibilidad de ampliación con independencia de si tiene que purificar mezclas de síntesis cruda o extractos vegetales.






Flexible

Idóneo para todos los requisitos de purificación flash



Potencia

Acelera la optimización de la separación



Escalable

Podrá purificar cantidades de muestra de unos miligramos o varios cientos de gramos

X10 / X50: Sus mejores argumentos



Flexible

- Separaciones de alta eficiencia a una presión de hasta 50 bares
- Ahorra tiempo porque controla simultáneamente cuatro longitudes de onda
- Control multiseñal para la detección de picos y recolección de fracciones



Potencia

- Idóneo para todos los requisitos de purificación flash
- Sistema fácil de ampliar gracias a su configuración modular
- Gran variedad de los cartuchos flash y las columnas de vidrio correspondientes
- Detección en todo el rango UV-Vis
- ELSD opcional



Escalable

- Inyección de la muestra que se puede escalar de unos miligramos a varios cientos de gramos
- Flujo de elución de hasta 250 mL/min
- Escalamiento de la purificación en cartuchos grandes (hasta 1600 g) o columnas de vidrio

Complete su gama



**ELS-Detector
C-650**
Detección evaporativa
de dispersión de luz



**Cartridger®
C-670**
Embalaje de
cartuchos flash



Glass columns
Columnas para gran
escala



**Syncore®
Polyvap**
Procesamiento de
muestras múltiples

